


 Menú completo de exámenes

Cat.No.	Categoría	Proyecto	Tipo	Proceso	Hasta Cartucho	Rango de examinar	Tiempo de Reacción	Certificación
47W	Infección	SARS-CoV-2	OPS/NS	Introduzca el hisopo en el tubo y gírelo durante 20 segundos	3-4 gotas	0-500 RU/mL	15mins	CE
1AW		Flu A/B	NPS/OPS	Añadir 0.5 µL muestra	3-4 gotas	0.1-10	10mins	/
2AW		RSV	NPS/OPS	Añadir 0.5 µL muestra	3-4 gotas	0.1-10	10mins	/
3AW		ADV	NPS	Añadir 0.5 µL muestra	3-4 gotas	0.1-10	10mins	/
6AW		Anti-HAV	S/P	Añadir 10 µL muestra	80 µL	IgM/IgG: 0.5-10	15mins	/
7AW		HIV 1/2	S/P	Añadir 10 µL muestra	80 µL	HIV1/HIV2: 0.5-10	15mins	/
8AW		HBsAg	S/P	Añadir 10 µL muestra	80 µL	5-250 IU/mL	15mins	/
E2W		HBsAg	S/P	Añadir 100 µL muestra	80 µL	0.5-10	15mins	/
E3W		Anti-HCV	S/P	Añadir 100 µL muestra	80 µL	0.5-10	15mins	/
E5W		Anti-TP	S/P	Añadir 100 µL muestra	80 µL	0.5-10	15mins	/
1BW		Anti-TP	S/P	Añadir 30 µL muestra	80 µL	0.5-10	15mins	/
48W	Infección por hongos	CrAg	S	/	80 µL	2-100 RU/mL	10mins	CE
06W	Marcadores de inflamación	CRP(hsCRP+CRP)	S/P/WB	Añadir 10 µL muestra	80 µL	0.5-5 mg/L ; 5-200 mg/L	3mins	CE/NMPA
07W		PCT	S/P	/	80 µL	0.1-80 ng/mL	10mins	CE/NMPA
17W		SAAG/CRP+hs-CRP	S/P/WB	Añadir 10 µL muestra	80 µL	/	3mins	CE/NMPA
18W		IL-6/PCT	S/P	/	80 µL	2-4000pg/mL :0.1-80ng/mL	10mins	CE/NMPA
41W		HBP	P	/	80 µL	0.3-200 ng/mL	10mins	CE/NMPA
C6W		SAA	S/P/WB	Añadir 10 µL muestra	80 µL	3~200 mg/L	10mins	NMPA
D2W	Marcadores cardíacos	IL-6	S/P	/	80 µL	2-4000 pg/mL	10mins	NMPA
01W		NT-proBNP	S/P	Añadir 80 µL muestra	80 µL	10-20000 pg/mL	10mins	CE/NMPA
02W		cTnl	S/P/WB	Añadir 80 µL muestra	80 µL	0.1-40 ng/mL	10mins	CE/NMPA
03W		MYO	S/P/WB	Añadir 20 µL muestra	80 µL	20-800 ng/mL	10mins	CE/NMPA
04W		CKMB	S/P	/	80 µL	2.5~80 ng/mL	10mins	CE/NMPA
05W		D-Dimer	P	Añadir 30 µL muestra	80 µL	0.1-12 µg/mL	10mins	CE/NMPA
14W		CKMB/cTnl/MYO	S/P	/	80 µL	/	10mins	CE/NMPA
20W		ST2	S/P	/	80 µL	2 ng/mL-200 ng/mL	10mins	CE/NMPA
21W		Lp-PLA2	S/P/WB	Añadir 15 µL s/p or 50 µL wb	80 µL	3-1000 ng/mL	10mins	CE/NMPA
25W		H-FABP	S/P	/	80 µL	1-150 ng/mL	10mins	CE/NMPA
69W	Metabolismo de hueso	cTnT	S/P	/	80 µL	10-10000 ng/L	10mins	CE/NMPA
B6W		BNP	P/WB	Añadir 80 µL muestra	80 µL	5-5000 pg/mL	10mins	CE/NMPA
08W		PTH	S/P	/	80 µL	10-2000 pg/mL	10mins	CE/NMPA
09W	Alergia	25-OH VD	S/P/WB	Añadir 20 µL muestra	80 µL	5-150 ng/mL	10mins	CE/NMPA
22W		BGP	S/P	/	80 µL	2-180 ng/mL	10mins	CE/NMPA
93W	Función de Tiroides	Total IgE	S	Añadir 10 µL muestra	80 µL	20-6000 ng/mL	10mins	CE
63W		TSH	S	Añadir 10 µL muestra	80 µL	0.08-100 µIU/mL	15mins	CE
C8W		FT3	S/P	Añadir 100 µL muestra	80 µL	1.40-46.00 pmol/L	10mins	CE
65W		ft4	S	Añadir 50 µL muestra	80 µL	3.20-77.20 pmol/L	15mins	CE
C9W		TT3	S/P	Añadir 100 µL muestra	80 µL	0.61-9.22 nmol/L	10mins	CE
68W	Marcadores de lesión	TT4	S	Añadir 50 µL muestra	80 µL	12-310 nmol/L	15mins	CE
33W		S100-β	S/P	/	80 µL	0.05 ng/mL-20 ng/mL	10mins	CE/NMPA
13W	Marcadores de anemia	Ferr	S/P/WB	Añadir 10 µL s/p or 20 µL wb	80 µL	5-500 ng/mL	10mins	CE/NMPA
A3W		Vitamin B12	S	Añadir 30 µL muestra	80 µL	100-2000 pg/mL	10mins	CE/NMPA
B7W	Marcadores de función renal	Cys-C	S	Añadir 10 µL muestra	80 µL	0.25-7.80 mg/L	10mins	CE
B8W		MALB	Urine	Añadir 50 µL muestra	80 µL	5-300 mg/L	10mins	CE
B9W		β2-MG	S	Añadir 20 µL muestra	80 µL	0.5-16 mg/L	10mins	CE
C0W		NGAL	S	Añadir 10 µL muestra	80 µL	20-3000 ng/mL	10mins	CE
C3W	Hormona del crecimiento	HGH	S	Añadir 50 µL muestra	80 µL	0.03-50.00 ng/mL	10mins	CE
C4W		IGF-1	S	Añadir 50 µL muestra	80 µL	10-1500 ng/mL	10mins	CE/NMPA
C5W		IGFBP-3	S	Añadir 10 µL muestra	80 µL	70-18000 ng/mL	10mins	CE
16W	Marcadores de hormonas sexuales	AMH	S/P	/	80 µL	0.08 ~ 24 ng/mL	10mins	CE/NMPA
42W		sFlt-1/PLGF	S/P	/	80 µL	10-28000pg/mL;5-3500pg/mL	10mins	CE
60W		β-HCG	S	Añadir 20 µL muestra	80 µL	2-200000 mIU/mL	15mins	CE
61W		FSH	S	/	80 µL	0.05-200 mIU/mL	10mins	CE
62W		LH	S	/	80 µL	0.8-100 mIU/mL	10mins	CE
76W		PRL	S	Añadir 20 µL muestra	80 µL	1-200 ng/mL	10mins	CE
78W		T	S	Añadir 50 µL muestra	100 µL	0.20-15.00 ng/mL	10mins	CE
79W		PROG	S	Añadir 80 µL muestra	80 µL	1-60 ng/mL	15mins	CE
80W		E2	S	Añadir 20 µL muestra	80 µL	9-3000 pg/mL	15mins	CE
11W	Función gástrica	PGI/PGII	S/P	/	80 µL	10-300 µg/L; 5-100 µg/L	10mins	CE/NMPA
12W		G-17	S/P	/	80 µL	0.5-50 pmol/L	10mins	CE/NMPA
39W		Pepsin	Saliva	Añadir al menos 1 ml de saliva	80 µL	2-500 ng/mL	10mins	CE
D7W		H.Pylor Ab	S/WB	Añadir 80 µL s or 20 µL wb	80 µL	0.2-100 RU/mL	10mins	/
E8W		H.Pylori Ag	Stool	Toca 3 a 5 veces	3-4 gotas	0.1-10	10mins	/
E9W		H.Pylori Typing	S/WB	Añadir 80 µL s or 20 µL wb	80 µL	0.2-100 RU/mL	10mins	NMPA
4004W	Glucosa en sangre	H.Pylori SC+AST	/	Mucosa gástrica	/	/	3-4 días	CE
24W		HbA1c	WB	Añadir 10 µL muestra	/	2.5%-16%	5mins	CE/NMPA
40W		APN	S/P/WB	Añadir 10 µL muestra	80 µL	0.3-45 mg/L	10mins	CE
95W		INS	S	Añadir 50 µL muestra	80 µL	0.8-1000 µIU/mL	10mins	CE
96W		C-P	S	Añadir 100 µL muestra	80 µL	0.2-20 ng/mL	10mins	CE
15W	Marcadores tumorales	VEGF	S/P	/	80 µL	5 ~ 1400 pg/mL	10mins	CE/NMPA
36W		TKI	S/P	/	80 µL	0.8-20pM	10mins	CE/NMPA
70W		AFP	S	Añadir 50 µL muestra	80 µL	4-350 ng/ml	10mins	CE
71W		CEA	S	Añadir 50 µL muestra	80 µL	0.5-500 ng/mL	10mins	CE
72W		fPSA	S	Añadir 50 µL muestra	80 µL	0.1-50 ng/mL	10mins	/
73W		TPSA	S	Añadir 50 µL muestra	80 µL	0.2-100 ng/mL	10mins	/
74W		CA125	S/P	Añadir 50 µL muestra	80 µL	1.2-5000 U/mL	10mins	CE
75W		CA15-3	S/P	Añadir 10 µL muestra	80 µL	1-300 U/mL	10mins	CE
D5W	Artritis reumatoide	RF	S/P	Añadir 20 µL muestra	80 µL	10-130 IU/mL	10mins	/
D6W		Anti-CCP	S/P	Añadir 20 µL muestra	80 µL	10-500 U/mL	10mins	/
E1W	Intestino	ASO	S/P	Añadir 10 µL muestra	80 µL	20-600 IU/mL	10mins	/
0AW		FOB	Stool	Toca 3 a 5 veces	3-4 gotas	0.1-10	10mins	NMPA
9AW		FOB	Stool	Toca 3 a 5 veces	3-4 gotas	25-1000 ng/mL	10mins	NMPA
E4W	Torch	Calprotectin	Stool	Toca 3 a 5 veces	3-4 gotas	5-1000 mg/kg	10mins	/
4AW		Anti-CMV	S/P	Añadir 10 µL muestra	80 µL	0.5-10	15mins	/
5AW		Anti-RV	S/P	Añadir 10 µL muestra	80 µL	0.5-10	15mins	/
E6W		Toxo	S/P	Añadir 10 µL muestra	80 µL	0.5-10	15mins	/



1 See Accuracy



iSIA02

Immunoanalyzer de fluorescencia de puntos cuánticos



Dirección: Avenida Jingdongfang n.º 388, Distrito Nuevo de Liangjiang, Chongqing
Línea de atención al cliente: +86400 8088 837
Correo electrónico: global@isiabio.com

Teléfono: +86023 68319958
Sitio web: www.isiabio.com



Inmunoanalizador de Fluorescencia de Puntos Cuánticos

Introducción a la Metodología



Máxima sensibilidad



Precisión inigualable




Resultados rápidos

Los puntos cuánticos revolucionan la inmunocromatografía con:

- **Ultra sensibilidad:** Intensidad de fluorescencia excepcional para resultados precisos
- **Super estable:** Fotoestabilidad superior que garantiza un rendimiento fiable
- **Multiobjetivo:** Detección simultánea de múltiples analitos en una sola prueba
- **Alta compatibilidad:** Excelente biocompatibilidad para diversas aplicaciones

El futuro de las pruebas rápidas

Experimente un mayor rendimiento y una eficiencia inigualable con nuestra tecnología de puntos cuánticos de vanguardia: donde la precisión se une a la velocidad.



Parámetros del producto

- **Principio de detección:** fluorescencia de puntos cuánticos
- **Canales de detección:** 12 canales
- **Velocidad de detección:** prueba individual <10 s
- **Tipo de muestra:** suero, plasma, sangre total, sangre periférica, orina, etc.
- **Almacenamiento de proyectos:** >100 000 elementos
- **Detección de tarjetas combinadas:** admite tarjetas multiunión, una tarjeta para múltiples pruebas
- **Calidad de la pantalla:** 10,1 pulgadas (la pantalla puede girar)
- **Sistema operativo:** Linux
- **Transmisión de datos:** USB, LIS/HIS
- **Interfaz de idiomas:** chino/inglés/español/ruso/árabe, etc.
- **Salida de impresión:** Impresora térmica integrada, software de impresión externo
- **Escaneo de códigos de barras:** unidimensional, bidimensional
- **Tipo de tarjeta adaptadora:** tarjeta de identificación, código QR
- **Dimensiones del instrumento:** 500 mm x 330 mm x 230 mm
- **Peso neto:** < 18 kg

Sistema inteligente modernizado



- Simplifica el funcionamiento, reduce el tiempo de capacitación

Máxima eficiencia de espacio



- Diseño compacto, 12 canales de alto rendimiento

Control total.



- La pantalla táctil HD de 10,1 pulgadas se adapta a su altura, postura y flujo de trabajo.

Seguridad mejorada



- Eliminación de tarjetas externas exclusiva

Defina el "Laboratorio"



- Desde laboratorios centrales hasta la cabecera del paciente SISIA

Liderazgo tecnológico



- Ofrece alta sensibilidad, cuantificación precisa y estabilidad excepcional

